



PM 2404-56



ORIGEN

SILLA FREELI

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción frontal pediátrica. Ruedas macizas delanteras de 23cm de diámetro y traseras de 19cm de diámetro. Velocidad máxima 6 km/h y carga máxima de 35kg. Posee Tilt hasta 15°, apoya pies regulables en altura y inclinación de respaldo hasta 100°. Asiento con ancho fijo de 28cm y ajustable profundidad hasta 32cm. Incluye apoya brazos con joystick ajustables en altura, ancho y apoya cabeza regulable en altura. Su batería es de 25.6 V y 20 Ah con una autonomía de 25km.



**PESO MÁX.
USUARIO
35 KG.**

**PESO DE
EQUIPO
40 KG.**

Incluye batería

Talles

Ancho x Profundidad

Unico

30 x 16-35

