



Posterior

ANDADOR PUFFIN DOBLE USO Anterior y Posterior

Detalle técnico:

Andador con configuración anterior o posterior, chasis aluminio reforzado 6061, caño oval de 25x44mm. Ruedas de 170mm de diámetro, sistema de freno, anti-retroceso, bloqueo de dirección, con freno por fricción. Plegable, tiene las tomas regulables tanto en altura como en ancho. Terminaciones anodizadas en natural mate y pintura epoxi de alta resistencia.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar


Apoyo
Antebraquial

Soporte de
Pelvis


Anterior



PESO MÁX. USUARIO
60 KG.
Talle M


PESO DE EQUIPO
7,2 KG.
Talle XS

Talles

Altura del paciente

M 1.30 a 1.65 mts.

S 1.00 a 1.40 mts.

XS 0.80 a 1.10 mts.


Mín.: 72 CM
Máx.: 88 CM



Mín.: 62 CM
Máx.: 69 CM