



HOP
16



HOP
20



HOP
24



HOP
26



TRICICLOS HOP

Detalle técnico:

Chasis construido en acero de alta resistencia con un perfil bajo que facilita el acceso del usuario. Diferentes tamaños de ruedas (16", 20", 24", 26") para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. El triciclo incluye un sistema de 7 velocidades, palancas de cambio, piñón libre, y un freno de rodillo en el eje trasero con diferencial para un manejo suave y seguro. El sistema de cambio no está disponible en las versiones de 16". Frenos de tambor en las ruedas traseras y un freno V-Brake de alta eficiencia en la rueda delantera. Equipado con un sistema de amortiguadores regulables (ASS) en las ruedas delanteras, con 4 niveles de dureza ajustable. Permite al usuario personalizar la experiencia según el terreno y sus necesidades particulares, asegurando un paseo cómodo y estable. Manillar ajustable en altura y ángulo de inclinación. Asiento ergonómico y anatómico ajustable en altura y profundidad. El respaldo es también ajustable en altura y ángulo. Incluye cinturón de seguridad. Plataforma de soporte para pies con abrojos y órtesis estabilizadoras de extremidades inferiores para control de aducción de MMII. Cesta trasera para transportar. Base estacionaria para usar como bicicleta de terapia.



Manubrio multiuso



Soporte Pélvico



Asiento confortable



Talenera con straps



Base estacionaria

Talle

Peso del usuario

Talle

Peso del usuario

Hop 16 Hasta 40 kg.

Hop 24 Hasta 80 kg.

Hop 20 Hasta 60 kg.

Hop 26 Hasta 100 kg.