



Garantía
2 AÑOS en chasis




SILLA HIPPOCAMPE

Detalle técnico:

Silla de ruedas de playa y todo terreno con certificación CE, NF SANTÉ y FDA, fabricada en acero inoxidable. Tubos de aluminio tratados contra agua de mar, que a su vez, no toman temperatura ante la exposición al sol y al frío. Ejes y semiejes de acero inoxidable, y ruedas gemelas sin rodamiento de bolas. Asiento con goma espuma hidrofóbica de secado rápido de 3cm de espesor y recubrimiento de tela ignífuga. Respaldo plegable, barra de empuje y ruedas traseras extraíbles para fácil transporte.

Incluye:



Apoyabrazos



Reposacabeza



Red reposapiés



Bolsa transporte



Resp. regulable



Ruedas globo

Talles

Altura del paciente

L

1.65 a 1.85 mts.

M

1.40 a 1.65 mts.



Incluye **ruedas globo!**

**PESO MÁX.
USUARIO**
130 KG.

**PESO MIX.
CHASIS**
17 KG.