



Garantía
1 AÑO



Aire Libre | 112

SCOOOT 4 EN 1

Detalle técnico:

Entrenador de movilidad independiente 4 en 1 (Poosh, Scoot, Ride, Crawl), fabricado en pvc de alto impacto con respaldo desmontable. Ruedas full poly de 12 pulgadas de diametro. Cinturon pelvico ajustable. Apoya pie regulable. Barra de empuje desmontable y regulable en altura.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Tela de respaldo



A PARTIR DE
2 AÑOS

PESO MÁX.
USUARIO
22 KG.