




Garantía
1 AÑO



SET PLAYPAK

Detalle técnico:

Sistema modular de posicionamiento en sedestación, posición prono supina y lateral. Colchoneta con predisposición para el anclaje de los módulos con sistema de abrojos. Dos módulos en herradura para posición en esquinero. Dos elementos rectangulares, faja de fijación, almohadilla de apoyo. Material de contacto con tratamiento anti mancha. Lavable.



HASTA
4 AÑOS



Libre de latex



El set cerrado se convierte
En un bolso