



Garantía
2 AÑOS



BIPEDESTADOR SMART

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación compuesto por dos columnas de aluminio telescópicas regulables en altura. Fabricado con base de madera multilaminada con cuatro ruedas para el transporte, las cuales tienen freno. Taloneras con straps ergonómicos con doble cinchas cruzadas regulables en ancho, rotación y profundidad. Soportes de rodilla ergonómicos y asimétricos regulables en tres direcciones. Sistema de ajuste de fajas Upright PRO en tronco y pelvis regulable en altura. Mesa con bordes regulable en inclinación y altura con posibilidad de plegado.



**Soporte de
Tronco y pelvis**



Mesa regulable



**Soporte de
Rodillas**



Taloneras

Talles

Altura del paciente

L 1.40 a 2.00 mts.

M 1.10 a 1.70 mts.

S 0.90 a 1.30 mts.

XS 0.70 a 1.00 mts.

XXS 0.50 a 0.70 mts.



**PESO MÁX.
USUARIO
90 KG.**

Talle L

**PESO DE
EQUIPO
10 KG.**

Talle XS