



ANDAT
PM 2404-34



ORIGEN

Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios



**PESO MÁX.
USUARIO**
90 KG.

Talle L

**PESO DE
EQUIPO**
9 KG.

Talle S

BIPEDESTADOR MEERKAT

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación vertical telescópico sin interrupción de continuidad de los controles con indicadores de altura incorporados. Base de aluminio con ajuste de balanceo hacia la dirección supina o prona. Cuatro ruedas de giro libre con frenos de estacionamiento. Taloneras con abrojos reversibles, regulables en profundidad, lateralidad e intra-extra rotación. Soporte de rodilla con faja de sujeción regulable en altura, ancho, profundidad y rotación de manera independiente. Control pélvico y de tronco regulable en altura y ancho con sistema cricket en la faja de sujeción. Mesa con escotadura regulable en altura.



Talles

Altura del paciente

M

0.95 a 1.40 mts

S


0.70 a 1.00 mts.

ANCHO



Min.: 52,5 CM
Máx.: 78 CM

PROFUNDIDAD



Min.: 64 CM
Máx.: 86 CM