



Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios



BIPEDESTADOR RABBIT

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación con ruedas de autopropulsión. Variación de inclinación en posición prona mediante pistón regulable manualmente. * Ruedas macizas con sistema de extracción rápida y frenos. Base de apoyo con taloneras regulables en ancho, profundidad y rotación con abrojos de sujeción. Controles de flexo-extensión de rodillas regulables independientemente en altura, profundidad, inclinación, rotación y en forma lateral. Control pélvico regulable en altura, profundidad y rotación. Soporte lumbar extraíble y regulable con posibilidad de adicionar control cefálico. Soporte anterior regulable en altura y ancho.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoyapiés
Rebatibles



Mesa con
cubeta



Pieza de
extensión



Soporte de
Cadera



Soporte de
Gluteos



Soporte de
Pecho



Soporte de
Rodillas



Taloneras

ANCHO



Mín.: 63 CM
Máx.: 73 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 62 CM
Máx.: 90 CM

Talles Altura del paciente

M	1.20 a 1.50 mts.
S	1.00 a 1.30 mts.
XS	0.90 a 1.10 mts.

**PESO MÁX.
USUARIO
50 KG.**

Talle M

**PESO DE
EQUIPO
13.5 KG.**

Talle XS