



Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

BIPEDESTADOR ZING

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación pediátrico con variación continua desde la posición supina completa a la posición prona, sin variar los soportes de sujeción y sin realizar transferencias del usuario. Estructura de acero en caño tubular con 4 ruedas con banda de goma, con giro libre. Horquilla plástica y freno. Pistón a gas activado desde el manillar para variar las posiciones. Dispositivo que alcanza un ángulo de hasta 30° de abducción de cada miembro inferior. Apoya pies independientes, regulables en profundidad, altura, rotación, flexión dorsal y plantar. Rodilleras rebatibles y regulables individualmente en ancho, profundidad, altura y rotación. Soporte posterior de rodilla con regulación en inclinación, profundidad y ancho. Respaldo y asiento planos con fundas de Neoprene con controles laterales de tronco y de cadera. Mesa plástica inyectada rebatible con portaobjetos, regulable en inclinación, altura y profundidad, con pad anterior de apoyo torácico. Apoya cabeza regulable en altura, profundidad e inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Ap. Cabeza



Soporte de Tronco



Cinturón pélvico



Tobilleras

Talles

Altura del paciente

M

1.02 a 1.52 mts.

S

0.90 a 1.12 mts.

ANCHO

Mín.: 55 CM
Máx.: 73 CM

PROFUNDIDAD

Mín.: 75 CM
Máx.: 106 CM

PESO MÁX.
USUARIO
70 KG.

Talle M

PESO DE
EQUIPO
25 KG.

Talle S