



Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

Tallas

Altura del paciente

M

1.52 a 1.88 mts.

S

1.30 a 1.68 mts.

**PESO MÁX.
USUARIO**
127 KG.

Talla M

**PESO DE
EQUIPO**
46 KG.

Talla S

Books
Read &
Quizzes
Complete

BIPEDESTADOR EVLV

Detalle técnico:

Sistema de bipedestación progresivo desde la posición de sentado. Posibilidad de doble uso, como silla de postura y bipedestador. Estructura de acero de caño tubular con 4 ruedas con banda de goma, dos de ellas de giro libre, con horquilla plástica y freno. Dispositivo indicador de ángulo, para medir el rango articular en el momento del parado. Pistón hidráulico con palanca para auto-bipedestación. Apoyapies independientes regulables en profundidad, altura, flexión dorsal y plantar. Rodilleras regulables en profundidad y rebatibles para permitir el acceso del paciente al equipo. Respaldo y asiento revestidos con tela Dartex. Mesa plástica inyectada con portaobjetos, rebatible, regulable en profundidad, con pad anterior de apoyo torácico.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoyacabeza



Soporte de Tronco



Tobilleras



Cinturón pélvico



Arnes de piernas



Pieza de conexión



Soporte lat. pelvis



Soporte lat. tronco