



ANDADOR MACAW

Detalle técnico:

Andador posterior de aluminio reforzado, estructura tubular de 25 y 22 mm de diámetro, plegable y regulable en altura. Ruedas delanteras con giro libre de 12,5 cm de diámetro con bloqueo de dirección para entrenamiento de la marcha. Ruedas posteriores con sistema anti-retroceso. Tomas laterales de posición horizontal. Terminaciones anodizadas en natural mate y pintura epoxi de alta resistencia.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Chiripá



Apoyo
Antebraquial



Toma
Anterior




Soporte de
Pelvis

Talles

Altura del paciente

●	L	1.30 a 1.65 mts.
●	M	1.10 a 1.30 mts.
●	S	0.90 a 1.10 mts.
●	XS	0.70 a 0.90 mts.



Mín.: 60 CM
Máx.: 68 CM



Mín.: 52 CM
Máx.: 83 CM

PESO MÁX. USUARIO
75 KG.

Talle L

PESO DE EQUIPO
4 KG.

Talle XS