



BIPEDESTADOR STRAP STAND



Garantía
5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en pistones

Detalle técnico:

Sistema de bipedesación desde la posición de sentado. Columna central con mecanismo de auto-elevación hidráulico. Base con cuatro ruedas para transporte. Talonera con sujeción de pies. Rodilleras anatómicas y acolchadas. Strap glúteo regulable. Pad acolchado de apoyo anterior. Bandeja plástica con guarda objetos.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Faja de Tronco



Talles

Altura del paciente

M

1.52 a 1.95 mts.

PESO MÁX.
USUARIO
159 KG.

PESO DE
EQUIPO
57 KG.

BIPEDESTADOR LIFTER



Garantía
2 AÑOS

Detalle técnico:

Sistema de autobipedestación con asiento de elevación regulable en altura sobre brazo móvil y actuador electrónico controlado a través de comando a distancia equipado con llave de seguridad. Base de madera con cuatro ruedas de polímero para el transporte. Talonera regulable en ancho y profundidad con strap central. Rodilleras asimétricas, ergonómicas e independientes regulables en ancho y altura. Agarradera ergonómica con pintura anti-deslizante que permite la transferencia del paciente. Mesa de madera ecológica regulable en altura y profundida con soporte acolchado de apoyo anterior.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Soporte de
Tronco



Talles

Altura del paciente

L

1.20 a 2.00 mts.

PESO MÁX.
USUARIO
120 KG.

PESO DE
EQUIPO
43 KG.