



Garantía
2 AÑOS



PESO MÁX. USUARIO
60 KG.

Talle M

PESO DE EQUIPO
22.5 KG.

Talle S

BIPEDESTADOR DALMATIAN

Detalle técnico:

Silla para actividades múltiples con sistema de bipedestación. Fabricado en madera multilaminada. Función supina de 0° a 90°. Estructura realizada con materiales ecológicos. Cuatro ruedas de giro libre con freno. Apoya pies independientes, regulables en altura e inclinación de 90°. Apoya rodillas regulables en altura y profundidad. Asiento regulable en profundidad, respaldo con controles laterales regulables en ancho e inclinación. Apoya cabeza conformable regulable en altura, profundidad e inclinación. Mesa regulable en inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoyacabeza



Soporte de
Tronco



Cinturón
pélvico

Talles


Altura del paciente

M

0.80 a 1.20 mts.

S

0.70 a 0.90 mts.



Mín.: 46 CM
Máx.: 60 CM



Mín.: 70 CM
Máx.: 97 CM