



Garantía
2 AÑOS



PESO MÁX.
USUARIO
60 KG.

Talle L

PESO MÁX.
CHASIS
14 KG.

Talle S

SILLA ZEBRA

Detalle técnico:

Silla de madera multilaminada Zebra equipada con cuatro ruedas con frenos. Unidad de asiento y respaldo con sistema Tilt mediante pistón neumático. Apoyacabeza ajustable en altura y profundidad con almohadilla de apoyo comfortable, articulada y variable en diámetro. Respaldo con soportes laterales y reclinable de 90 a 180 grados. Soporte anterior de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias. Cinturón pélvico de 2 puntos con hebilla botón y regulador cinch mount. Asiento con base Foam comfortable. Abductor extraíble. Apoyapiés regulables sobre el bastidor de aluminio en forma independiente, ajuste en elevación mediante clamp rotativo. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Mesa regulable en altura e inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Soporte de
tronco



Cinturones

Talles

Altura del paciente

L 0.90 a 1.50 mts.

M 0.80 a 1.30 mts.

S 0.70 a 1.00 mts.

ANCHO
Espalda



Mín.: 50 CM
Máx.: 73 CM

PROFUNDIDAD
Espalda



Mín.: 82 CM
Máx.: 105 CM