



Garantía
2 AÑOS



Talles

Altura del paciente

L 1.10 a 1.50 mts.

M 1.00 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.20 mts.

XS 0.80 a 1.00 mts.

PESO MÁX. USUARIO
55 KG.

Talle L

PESO MÁX. CHASIS
12 KG.

Talle XS



Mín.: 34 CM
Máx.: 42 CM



Mín.: 37,5 CM
Máx.: 53 CM

SILLA KIDOO

Detalle técnico:

Silla de madera multilaminada con tapicería impermeable, sistema de tilt regulable mediante el ajuste de altura de las patas delanteras. Apoyacabeza hexagopropio ajustable en altura y profundidad con almohadilla de apoyo confortable articulada y variable en diámetro. Respaldo reclinable de 95° a 115° con soporte laterales regulables en ancho y profundidad. Asiento regulable en profundidad y altura con base Foam confortable. Apoyabrazos tipo escritorio regulable en altura con contención lateral de cadera. Bloque abductor desmontable.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoya Cabeza



Apoyapies



Base móvil c/
Apoyapies



Bloque
Abductor



Controles de
Cadera



Mesa



Controles de
Tronco



Soporte de
tronco



Cinturones