



Garantía
2 AÑOS

Talles

Altura del paciente

L 1.50 a 1.80 mts.

M 1.10 a 1.50 mts.

S 1.00 a 1.20 mts.

XS 0.90 a 1.10 mts.

PESO MÁX.
USUARIO
120 KG.

Talle L

PESO MÁX.
CHASIS
6,5 KG.

Talle XS



Mín.: 37 CM
Máx.: 64 CM



Mín.: 48 CM
Máx.: 68 CM

SILLA JORDI

Detalle técnico:

Silla modular de posicionamiento fabricada con material ecológico. Cuenta con sistema tilt regulable mediante sus patas delanteras. Tapicería impermeable Extreme-Med con propiedades antibacterianas y antihongos. Apoyapié regulable en altura con doble strap. Asiento ajustable en profundidad y altura con respecto al piso. Respaldo regulable en inclinación. Apoya brazos ajustable en altura y ángulo de inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Mesa



Apoyapiés



Bloque
Abductor



Controles de
Tronco



Ruedas



Controles de
Cadera



Apoya Cabeza



Soporte de
tronco



Cinturones