



Garantía
1 AÑO

**PESO MÁX.
USUARIO
30 KG.**

ASIENTO GOTO

Detalle técnico:

Modulo asiento-respaldo GoTo plegable con fundas extraíbles, lavables e impermeables. Respaldo con faja de contención. Laterales regulables en altura y ancho a través de una perilla en la parte posterior. Apoya cabeza con opción de modelo estándar con apoyo sub-occipital ajustable en altura o modelo contorneado para mayor soporte lateral. Pechera ajustable en 3 puntos con hebilla botón. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar. Almohadón. Base Fija.



Talles

M

S

Edad del usuario

3 a 8 años


1 a 3 años

ANCHO



Mín.: 19 CM
Máx.: 30 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 16 CM
Máx.: 25 CM