



Garantía
5 AÑOS

PESO MÁX.
EQUIPO
3 KG.

SEAT LINERS

Detalle técnico:

Seat Lineras asiento:

Butaca Seat Lineras. Asiento contorneado con superficie anti-empuje disponible con correas para ajustar en diferentes bases. Abductor incorporado. Material impermeable libre de látex.

Seat Lineras respaldo:

Respaldo contorneado con controles laterales para el tronco y correas para ajustar en diferentes superficies. Material impermeable libre de látex.



Medidas del asiento

Talles	Ancho x Prof.
5	40 x 40 cm.
4	35 x 33 cm.
3	30 x 28 cm.
2	25 x 23 cm.
1	20 x 17 cm.

Medidas del respaldo

Talles	Ancho x Alt.
5	35 x 40 cm.
4	33 x 39 cm.
3	25 x 37 cm.
2	22 x 34 cm.
1	19 x 25 cm.