



BUTACA SITTER



ORIGEN

Garantía
5 AÑOS

Detalle técnico:

Butaca Soft Touch Sitter. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Soporte anterior de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias. Cinturón pélvico de 2 puntos con hebilla botón y regulador cinch mount. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar o cuña de inclinación.

Configurar y obtener el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Base móvil



Base Fija
(Solo talle 1 a 3)

Talles Ancho x Prof.

5 40 x 40 cm.

4 35 x 33 cm.

3 30 x 28 cm.

2 23,5 x 25 cm.

1 20 x 17 cm.

PESO MÁX.
USUARIO
90 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
4,5 KG.



SITTER BOOSTER



ORIGEN

Garantía
5 AÑOS

Detalle técnico:

Butaca Soft Touch Booster para transporte. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Butaca con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Soporte anterior de tronco y Arnés de pelvis para un mayor soporte. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar.

Talles Ancho x Prof.

Large 35 x 33 cm.

Small 30 x 28 cm.

PESO MÁX.
USUARIO
59 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
6 KG.

