



BUTACA MPS



ORIGEN

Garantía
5 AÑOS

Detalle técnico:

Butaca Multiuso de posicionamiento. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza regulable en altura y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Butaca con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Soporte anterior de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias. Cinturón pélvico de 2 puntos con hebilla botón y regulador cinch mount. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar. Apoyapies desmontable regulable en inclinación, altura y profundidad. Base móvil con 4 ruedas de giro libre, 2 de ellas con freno. Capacidad para inclinar la butaca hasta 25 grados. Disponible en 2 tamaños para usuarios de 0,75 a 1,65 mts. de altura.

Configurará y obtendrá el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Mesa

Talles Altura del paciente

L **1.10 a 1.40 mts.**

S **0.70 a 1.20 mts.**

**PESO MÁX.
USUARIO
36 KG.**



MPS CON HI-LOW



ORIGEN

Garantía
5 AÑOS
2 Años High Low

Detalle técnico:

Butaca Multiuso de posicionamiento. Asiento contorneado suave con superficie anti-empuje. Abductor incorporado. Apoya cabeza regulable en altura y soportes laterales contorneados. Material impermeable y libre de látex. Soporte anterior de tronco de doble elasticidad con hebillas inferiores giratorias. Cinturón pélvico de 2 puntos con hebilla botón y regulador cinch mount. Correas de fijación para sujetar a una silla estándar. Mesa contorneada con bordes antiderrame. Apoyapies desmontable regulable en inclinación, altura y profundidad. Base Hi-Low con 4 ruedas de giro libre, 2 de ellas con freno. Sistema tilt de 40° de rango ajustable. Altura del asiento regulable en altura para uso en diferentes actividades.

Configurará y obtendrá el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Mesa

Talles Altura del paciente

L **1.10 a 1.40 mts.**

S **0.70 a 1.20 mts.**

**PESO MÁX.
USUARIO
36 KG.**

