



Garantía
2 AÑOS en chasis



SILLA WOMBAT LIVING

Detalle técnico:

Sistema Postural Modular Wombat con asiento multiajustable y respaldo estándar, diseñado para reducir el desplazamiento de tronco y cabeza, favoreciendo una postura funcional. El asiento se inclina de -15° a 20° , permitiendo ajustarse a posturas tanto relajadas como activas, con regulación en ancho y profundidad. Respaldo regulable en altura e inclinación y apoya cabeza ajustable. Incluye controles laterales ajustables en altura y ancho, apoyapiés y base rodante interior con sistema High Low. Ruedas de 100 mm con traba, pistón de regulación en altura y regulador de tilt sobre manija de empuje. Incluye almohadón estándar, bloque abductor, apoyabrazos, manija de empuje, control de cadera, control de pelvis, control de tronco fijos y mesa de acrílico transparente sin borde.



Talles

Ancho x Profundidad

M 37 x 25-38 cm

S 30 x 18-31 cm

**PESO MÁX.
USUARIO
45 KG.**

Talle M

**PESO MÁX.
CHASIS
18 KG.**

Talle S