



ORIGEN

Homologación
Crash test ECE/44-03

Garantía
1 AÑO



BUTACA KIDSLOVER

Detalle técnico:

Butaca de posicionamiento para transporte infantil que cumpla con los estándares internacionales de seguridad, en conformidad con la normativa ECE R129 (i-Size) o la normativa FMVSS 213, específicamente diseñada para niños con discapacidad. Estas regulaciones aseguran un nivel superior de protección y rendimiento en situaciones de impacto, incluyendo pruebas adicionales de seguridad lateral y una instalación precisa, garantizando la mejor protección posible para el paciente. Asiento y respaldo confeccionados en tela comfortable que brinda un soporte adecuado y duradero durante el transporte. Controles de tronco ajustables en ancho y altura. Controles integrados de pelvis. Respaldo ajustable en inclinación, promoviendo una postura ergonómica y correcta durante el uso. Apoya cabeza regulable en altura con soportes laterales contorneados. Ganchos Isofix regulables en profundidad. Base con regulación del ángulo asiento-respaldo de hasta 10°, ofreciendo flexibilidad en la inclinación según las necesidades del niño. Arnés de 5 puntos con ajuste rápido. Asiento regulable en profundidad, adaptable al crecimiento del niño, asegurando una correcta posición en todo momento. Base giratoria, que facilita el ingreso y egreso del paciente. Es fundamental que la butaca cumpla con las normativas ECE R129 (i-Size) y FMVSS 213, ya que estas garantizan que el producto ha sido probado y validado bajo los más estrictos estándares de seguridad infantil, minimizando riesgos y asegurando una protección óptima durante el transporte en automóvil.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

L 1.50 a 1.70 mts. (40 x 40/46)

M 1.30 a 1.50 mts. (35 x 34/39)

S 1.10 a 1.30 mts. (30 x 28/33)

**PESO MÁX.
USUARIO**
75 KG.

Talle L

**PESO MÁX.
CHASIS**
8,2 KG.

Talle S



**Apoya cabeza
KickBack**



**Bloque
Abductor**



**Controles
Rebatibles**



Mesa



Headaloft



Apoyapias