



ANMAT
PM 2404-51



ORIGEN



SILLÓN GRAVITY CHAIR

Detalle técnico:

Módulo de asiento y respaldo de posicionamiento diseñado para la correcta alineación de cabeza, tronco y extremidades inferiores. Posee un arnés pectoral y un cinturón pélvico para garantizar la estabilidad del torso y pelvis, optimizando el control postural en sedestación. Fabricado con espuma viscoelástica de alta densidad, ofrece una distribución uniforme de la presión, minimizando riesgos de compresión y deformidades. Incluye un reposacabezas ajustable para soporte cervical y óptima alineación. Diseñado con materias flexible sin componentes rígidos previene el riesgo de lesiones por movimientos involuntarios, siendo adecuado para usuarios con tono muscular variable. El módulo está configurado para adaptarse a las necesidades de posicionamiento personalizadas mediante ajustes precisos en sus puntos de soporte. Incluye cuña.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Mesa



Mecedora

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

LL 1.50 a 1.70 mts. (60 X 91)

L 1.30 a 1.50 mts. (57 X 82)

M 1.10 a 1.30 mts. (49 X 71)

S 0.90 a 1.10 mts. (46 X 60)

