



Kit de Crecimiento
Integrado



Garantía
1 AÑO



Crash Test
ANSI / RESNA ISO 7176



SILLA ZIP

Detalle técnico:

Silla de Traslado de plegado latero-frontal compacto. Chasis de aluminio. Ruedas traseras extraíbles de poliuretano sólido, de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento individual. Ruedas delanteras de poliuretano sólido con horquilla plástica, giro libre y bloqueo de dirección. Apoyapiés ajustable en ángulo y en altura. Profundidad de asiento ajustable en 2 tamaños. Respaldo reclinable, reforzado con cobertura de nylon y ajustable en 2 tamaños. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176 testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Mesa



Capota con
Cobertor de lluvia



Arnés de
Piernas



Tobilleras



Talonerías

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

ALMOHADONES

- Zen
- Simplicity G

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

M 1.20 a 1.60 mts. (40 x 35/40)

S 1.10 a 1.30 mts. (35 x 30/35)

**PESO MÁX.
USUARIO
60 KG.**

Talle M

**PESO MÁX.
CHASIS
12.5 KG.**

Talle S