



Kit de Crecimiento
Integrado



Garantía
1 AÑO



SILLA LIGHTNING

Detalle técnico:

Silla de Traslado de plegado frontal compacto. Chasis de aluminio 7000, ruedas delanteras de 15 cm de diámetro con dos puntos de sujeción para variar la inclinación de la silla. Ruedas traseras de 25 cm de diámetro con freno monocomando de traba automática. Apoya pies independientes rebatibles con taloneras y sujeciones de neoprene, regulables en altura e inclinación. Respaldo en tela cover con tensores de ajuste, ángulo regulable en tres posiciones 85°, 90° y 95°. Accesorio para extender el alto del respaldo. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19 testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Doble flap para contención de tronco. Apoya brazos fijos y tubulares. Asiento en tela cover regulable en profundidad, con ballenas de refuerzo. Apoya cabeza anatómico regulable en altura. Canasta porta objetos. Parasol desmontable. Manija de transporte cuando está plegada.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Almohadón LT



Arnés de Piernas



Tobilleras



Mesa de Acrílico



Taloneras



Ruedas de playa

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

ALMOHADONES

- Zen
- Simplicity G

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

40 **1.40 a 1.70 mts.** (40 x 40/45)

35 **1.10 a 1.45 mts.** (35 x 30/35)

30 **0.80 a 1.20 mts.** (28 x 25/30)

PESO MÁX. USUARIO
68 KG.

Talle 40

PESO MÁX. CHASIS
12.5 KG.

Talle 30