



Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios

PESO MÁX.
USUARIO
80 KG.

Talle M

PESO DE
EQUIPO
5,5 KG.

Talle XS

ANDADOR CROCODILE

Detalle técnico:

Andador de uso posterior Crocodile con estructura de aluminio ultraliviano. Marco plegable y ajustable en altura para acompañar el crecimiento del paciente. Empuñaduras independientes multi ajustables en ancho y altura. Ruedas delanteras de 12,5 cm de diámetro, sólidas giratorias con estabilizador de dirección para entrenamiento de la marcha. Ruedas traseras de 20 cm de diámetro, sólidas ajustables con freno por fricción y anti-retroceso.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Soporte
Posterior



Chiripá



Apoyo
Antebraquial



Soporte
Almohadillado



Antivuelcos



Cincha
Abdominal



Barra para sop.
de Pelvis (M)



Soporte de
Cadera



Asiento



Bolsa
Portaobjetos



Freno
Manual



Soporte
de Pelvis

Talles

Altura del paciente



M

1.30 a 1.65 mts.



S

1.00 a 1.40 mts.



XS

0.80 a 1.10 mts.

ANCHO



Mín.: 62 CM
Máx.: 69 CM

PROFUNDIDAD



Mín.: 72 CM
Máx.: 87 CM