



Kit de Crecimiento
Integrado



Garantía
De por vida en chasis y ejes
1 AÑO en partes



Crash Test
ANSI / RESNA WC 19



SILLA REACH CON RESPALDO PLANO

Detalle técnico:

Silla de traslado. Estructura sólida de aluminio inyectado. Plegado frontal. Capota desmontable. Canasta porta objetos. Apoya brazos acolchados, regulables en altura e inclinación. Respaldo ajustable en altura y reclinable en 7 posiciones de 90° a 120°. Respaldo plano con controles laterales rebatibles in/out regulables en ancho, altura y profundidad. Apoyacabeza plano regulable en altura, desmontable. Asiento sólido ajustable en profundidad e inclinación en 10°, 20° y 30° grados. Manija de empuje regulable en inclinación. Apoya pies elevables regulables en altura e inclinación. Ruedas traseras macizas de 28 cm. de diámetro, desmontables con eje de extracción rápida y freno monocomando. Ruedas de giro libre delanteras macizas de 18 cm. de diámetro. Antivuelco desmontable. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19 testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Apoya Cabeza



Mesa



Arnés de
Piernas



Tobillos



Taloneras



Ruedas de
playa

APOYACABEZA

- Wex
- Comfort plus
- Stylo 260
- I2i

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

ALMOHADONES

- Simplicity G
- Zen
- Solution
- Super High Contour
- High Contour

CINTURONES

- Evoflex
- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD

*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

**PESO MÁX.
USUARIO
68 KG.**

Talle 40

**PESO MÁX.
CHASIS
12 KG.**

Talle 30

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

40 **1.20 a 1.70 mts.** (40 x 33/46)

35 **1.00 a 1.50 mts.** (35 x 28/40)

30 **0.70 a 1.20 mts.** (30 x 20/33)