



Crash Test
ANSI/RESNA WC 19



PM 2404-15



ORIGEN

Garantía

De por vida en chasis y ejes*
1 AÑO en partes



SILLA TRAK

Detalle técnico:

Silla de traslado con plegado frontal y estructura sólida de aluminio. Ruedas delanteras de 18 cm. de diámetro Full-Poly (anti pinchadura) de giro libre con bloqueo de dirección. Ruedas traseras macizas de 38 cm. de diámetro desmontables, con eje de extracción rápida y freno monocomando. Sistema tilt de accionamiento a pedal de 0° a 45°. Asiento sólido regulable en profundidad. Controles de cadera regulables en ancho. Controles de tronco variables en ancho y altura. Apoya cabeza anatómico regulable en altura y profundidad. Respaldo reclinable de 90° a 120°, regulable en altura. Apoya brazos desmontables, regulables en altura y en dos puntos de inclinación. Apoya pies elevables regulables en altura e inclinación. Manija de empuje graduable en inclinación. Capota desmontable. Canasta portaobjetos. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19 testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Configura y obtén el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Mesa



Arnés de
Piernas



Tobilleras



Taloneras

*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

**PESO MÁX.
USUARIO**
36 KG.

Talle 35

**PESO MÁX.
CHASIS**
13 KG.

Talle 30

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

35 **1.10 a 1.40 mts.** (20/36 x 17/38)

30 **0.80 a 1.20 mts.** (15/30 x 17/38)

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

ALMOHADONES

- Simplicity G
- Zen

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asís PAD