



Garantía

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios



PM 2404-35



Kit de Crecimiento Integrado

BUTACA XPANDA SHAPE

Detalle técnico:

Respaldo con función de liberación rápida. Permite la extracción sencilla de la parte superior del respaldo. Facilita la intervención directa del terapeuta para asistir manualmente el tronco en el punto óptimo de control. Mecanismo articulado de asiento y respaldo accionado por pistón a gas. Asiento con regulación en ancho y profundidad, regulación asimétrica de los miembros inferiores y abducción/aducción. Respaldo regulable en altura e inclinación. Apoya cabeza regulable. Controles laterales ajustables en altura y ancho. Apoya pies.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Controles
Rebatibles



Mesa



Tobilleras



Talonerás

Talles Altura del paciente

L 1.40 a 1.80 mts.

M 1.00 a 1.30 mts.

S 0.90 a 1.20 mts.

APOYACABEZAS

- Ap Series
- Ultra QCR
- Stylo 160
- Stylo 260

- Juego de pads
- Comfort Plus
- Savant
- I2i

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD
- Evoflex

PESO MÁX.
USUARIO
90 KG.

Talle L