



> AUTOPROPULSIÓN



PM 2143-6



¡Configurá tu producto ONLINE! www.rehab.com.ar



Silla Little Wave

Detalle técnico: Silla de ruedas de Autopropulsión Postural con chasis rígido. Ajuste de centro de gravedad y tilt fijo regulable. Chasis ajustable en ancho y profundidad. Respaldo rebatible hacia adelante. Plegado frontal. Ángulo asiento y respaldo ajustable en 7 posiciones. Ruedas traseras de 50 o 60 cm de diámetro con cubiertas Full-Poly y eje de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm x 4 cm de ancho de poliuretano. Apoya brazos tubulares, regulables en altura y rebatibles. Apoya pies con plataforma única regulable en altura. Manija de empuje central o bilateral. Juego de ruedas antivuelco posteriores, desmontables y rebatibles. Tamaño: usuarios 0,90 a 1,80 m.

Sentado



**PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.**

anchos de asiento

30 35 40

1
↓
2
↓
3
↓
4
↓
5
↓
6

Apoyacabezas

- (A) Ap Series
- (B) Ultra QCR
- (C) i2i
- (D) Bodilink
- (E) Savant

Respaldos

- (A) Acta Embrace
- (B) Acta Relief
- (C) Acta Back
- (D) Acta Deep
- (E) New Back /rebatibles

Pecheras

- (A) Stayflex
- (B) PivotFit
- (C) H-Style
- (D) Trimline
- (E) Monoflex

Almohadones

- (A) Curve
- (B) Embrace
- (C) Reflex
- (D) Meridian Wave
- (E) Proform

Cinturones

- (A) Evoflex
- (B) 2 Puntas
- (C) 4 puntas
- (D) Sub Asis Pad

Varios

- (A) Arnés de piernas
- (B) Tobilleras
- (C) Mesa