



Kit de Crecimiento
Integrado



Garantía
1 AÑO



Crash Test
ANSI / RESNA ISO 7176



SILLA BINGO

Detalle técnico:

Silla de paseo y postura con estructura plegable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA ISO 7176, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Ruedas traseras extraíbles de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento a pedal que bloquean simultáneamente ambas ruedas. Ruedas delanteras de 19 cm de diámetro, con horquilla plástica y giro libre. Set de amortiguadores delanteros regulables en cuatro posiciones de diferentes durezas (ASS). Manijar de empuje único ajustable en altura para manipular la silla con una sola mano. Bolsa porta objetos hasta 3 kg. Apoya pies regulable en altura e inclinación. Unidad de asiento - respaldo extraíble y reversible, con sistema TILT hasta 45°. Asiento con amplia regulación en profundidad, laterales de cadera ajustables en ancho y profundidad. Respaldo reclinable de 90° a 160° y ajustable en altura. Soportes laterales de tronco acolchados regulables en altura y ancho. Apoya cabeza ajustable. Capota plegable-ajustable.

Configurará y obtendrá el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



**Bandeja para
Respirador**



**Tabla para
Acompañante**



**Barra de
Protección**



Base Cobra



**Mesa
desmontable**



**Portatubo de
Oxígeno**



**Bloque
Abductor**

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD
- Evoflex

OTROS

- Arnés de piernas
- Taloneras
- Taloneras
- Mesa nacional

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

M 1.20 a 1.60 mts. (23/35 x 30/45)

S 1.10 a 1.40 mts. (23/35 x 22/40)

XS 0.80 a 1.20 mts. (18/30 x 16/34)

**PESO MÁX.
USUARIO**
75 KG.

Talle M

**PESO MÁX.
CHASIS**
12 KG.

Talle XS