



Kit de Crecimiento
Integrado



Garantía
1 AÑO



Crash Test
ANSI/RESNA ISO 7176



PESO MÁX. USUARIO
75 KG.

Talle S

PESO MÁX. CHASIS
12 KG.

Talle XS

Talles Altura del paciente Ancho x Prof.

S 1.10 a 1.40 mts. (23/35 x 22/40)

XS 0.80 a 1.20 mts. (18/30 x 16/34)

SILLA BINGO + SPEX

Detalle técnico:

Silla de paseo con estructura plegable, chasis de aluminio serie 7000, liviano y resistente, con certificación de Crash Test ANSI/RESNA ISO 7176. Ruedas traseras extraíbles de 30 cm con freno a pedal simultáneo; ruedas delanteras de 19 cm con horquilla plástica y giro libre. Incluye amortiguadores delanteros regulables (4 posiciones – ASS). Manillar único regulable en altura para conducción con una mano. Apoya pies regulable en altura e inclinación. Unidad asiento-respaldo extraíble y reversible, con sistema de TILT hasta 45°. Asiento ajustable en profundidad, con laterales de cadera regulables en ancho y profundidad. Respaldo reclinable de 90° a 160°, ajustable en altura. Capota plegable y apoyacabeza anatómico regulable en altura y ángulo. Incluye almohadón postural con celdas individuales para compensación de asimetrías, funda impermeable con cierre invisible y funda de contacto en tela 3D elástica. Soportes laterales de tronco rebatibles regulables en ancho, profundidad y ángulo. Sistema de rotación mecánica patentado. Respaldo ergonómico regulable en altura. Pad con almohadillas anatómicas y soporte de cadera incorporado a apoyabrazos. Apoyabrazos acolchados regulables en altura, ancho, profundidad y ángulo.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Bandeja para Respirador



Tabla para Acompañante



Barra de Protección



Base Cobra



Mesa desmontable



Portatubo de Oxígeno

APOYACABEZAS

- Ap Series
- Ultra QCR
- Stylo 160
- Savant
- i2i
- Juego de pads
- Stylo 260
- Comfort Plus

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline

CINTURONES

- 2 Puntos / SAP
- 4 Puntos / SAP
- Sub Asis PAD
- Evoflex

OTROS

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Taloneras
- Mesa nacional