



Kit de Crecimiento
Ajustable en ancho y prof. 2"



Garantía

De por vida en chasis y ejes*
1 AÑO en partes



SILLA FLIP

Detalle técnico:

Silla de ruedas postural con sistema Tilt de accionamiento a pedal o manual, a elección según comodidad del asistente. Plegado de chasis frontal super compacto con mecanismo de rueda trasera rebatible hacia delante. Ajuste de profundidad en horquilla delantera. Regulación de tilt positivo +48° y tilt negativo para funciones terapéuticas de -5°, tilt con limitador ajustable para regular rango acorde a las necesidades del usuario. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Estructura tubular del respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual. Chasis ajustable en altura entre 34 y 50 cm según necesidades funcionales y arquitectónicas. Sistema de freno a pedal con bloqueo simultáneo de ambas ruedas. Ruedas traseras de 30 o 40 cm de diámetro con cubiertas anti pinchaduras y extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 x 3,5 cm de ancho anti pinchaduras. Manijar de empuje único para manipular la silla con una sola mano y ajustable en altura para regular inclinación según nivel de tilt en que se encuentre la silla. Apoyabrazos tipo escritorio desmontables. Apoya pies independientes, regulables, desmontables y rebatibles hacia dentro y fuera para uso en ascensores compactos. Antivuelcos rebatibles para uso en situaciones de riesgo, planos inclinados y excesos de carga en manijar de empuje.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Capota Flip



Respaldo EPIC



SOLO 24



**Bandeja para
respirador**



**Porta tubo de
oxígeno**

APOYACABEZAS

- Ap. Series
- Ultra QCR
- Stylo 160
- Stylo 260
- Juego de pads
- Comfort Plus
- Savant
- i2i
- Wex

RESPALDOS

- TFB
- Wex Maki High
- Classic
- Supershape
- Lat. rebatible
- -SPEX
- -Axial SPEX
- -Bi-angular SPEX

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline
- Monoflex

CINTURONES

- 2 Puntos
- 2 Puntos SAP
- 4 Puntos
- 4 Puntos SAP
- Sub Asis PAD
- Evoflex

ALMOHADONES

- Constructa Flex
- Constructa Shape
- FLEX
- Super High Cont.
- Solution SPP
- Simplicity G
- Meridian Wave
- Proform NX
- Zen

OTROS

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Taloneras
- Mesa nacional

anchos de asiento

25

30

35

40

**PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.**

**PESO MÁX.
CHASIS
12 KG.**

*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto