

**Garantía**

5 AÑOS en chasis
2 AÑOS en accesorios



**PESO MÁX.
USUARIO
80 KG.**

Talle M

**PESO DE
EQUIPO
5,5 KG.**

Talle XS

Ruedas

todoterreno ø 30 cm

ANDADOR

CROCODILE *Todoterreno*

Detalle técnico:

Andador de uso posterior Crocodile con estructura de aluminio ultraliviano. Marco plegable y ajustable en altura para acompañar el crecimiento del paciente. Empuñaduras independientes multi ajustables en ancho y altura. Ruedas delanteras de 20 cm de diámetro, sólidas giratorias con estabilizador de dirección para entrenamiento de la marcha. Ruedas traseras de 30 cm de diámetro, sólidas ajustables con y anti-retroceso. Su diseño con ruedas agrandadas lo hace ideal para su uso en exteriores y superficies irregulares, fomentando el juego, la exploración y la participación activa.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Soporte Posterior



Chiripá



Apoyo Antebraquial



Soporte Almohadillado



Antivuelcos



Cincha Abdominal



Barra para sop. de Pelvis (M)

Talles



Soporte de Cadera

Altura del paciente



Asiento



Bolsa Portaobjetos



Freno Manual



Soporte de Pelvis



M

1.35 a 1.70 mts.



S

1.05 a 1.45 mts.



XS

0.85 a 1.15 mts.