



Kit de Crecimiento

Ajustable en ancho y prof. 2"



Garantía

De por vida en chasis y ejes*
1 AÑO en partes



SILLA FOCUS

Detalle técnico:

Silla de ruedas postural con sistema Tilt balanceado de doble centro de rotación, sistema de accionamiento de tilt a pedal o manual según comodidad del asistente. Regulación de tilt positivo +50° y tilt negativo para funciones terapéuticas de -5°, tilt con limitador ajustable para regular rango acorde a las necesidades del usuario. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Kit de crecimiento incorporado para ajuste de profundidad en 2 pulgadas y kit de ensanchado a entregar luego de un año de uso en 2". Estructura tubular del respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual. Sistema de freno a pedal con bloqueo simultáneo de ambas ruedas. Ruedas traseras de 40 cm de diámetro con cubiertas anti pinchaduras y extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 x 3,5 cm de ancho anti pinchaduras. Manijar de empuje único para manipular la silla con una sola mano y ajustable en altura para regular inclinación según nivel de tilt en que se encuentre la silla. Apoyabrazos tipo escritorio, regulables en altura. Apoya pies independientes, regulables, desmontables y rebatibles hacia dentro y fuera para uso en ascensores compactos. Antivuelcos rebatibles para uso en situaciones de riesgo, planos inclinados y excesos de carga en manijar de empuje.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Porta Tubo
Oxígeno



Capota
Focus



Antivuelcos



Respaldo EPIC



Bandeja para
Respirador

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• Ap. Series • Ultra QCR • Stylo 160 • Stylo 260 • Juego de pads • Comfort Plus • Savant • Wex • i2i	• TFB • Wex Maki High • Classic • Supershape • Lat. rebatible: -SPEX -Axial SPEX -Bi-angular SPEX	• Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline • Monoflex	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asis PAD • EvoFlex	• Constructa Flex • Constructa Shape • FLEX • Super High Cont. • Solution SPP • Simplicity G • Meridian Wave • Proform NX • Zen	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa nacional



*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

PESO MÁX.
USUARIO
136 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
15 KG.

anchos de asiento

35 40 45