

**Garantía**

De por vida en chasis y ejes*
1 AÑO en partes



PM 2404-7



ORIGEN



SILLA ARC

Detalle técnico:

Silla de ruedas postural con sistema Tilt de accionamiento a pedal o manual, según la comodidad del acompañante. Plegado de chasis lateral y frontal super compacto. Ajuste de profundidad en horquilla delantera. Regulación de tilt balanceado 0° a 45°, a través de un sistema de guía de rodillos en forma de arco. Durante la fase de inclinación, ayuda en la traslación del centro de gravedad. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Chasis regulable en altura entre 37 cm y 48 cm según las necesidades funcionales. Sistema de frenos único de accionamiento a pedal. Ruedas traseras de 30 cm de diámetro con cubiertas anti pinchaduras y extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 x 3,5 cm de ancho anti pinchaduras. Manija de empuje regulable en altura y ángulo para mayor comodidad, diseñado con sistema de plegado. Apoyabrazos de escritorio extraíbles regulables en altura y profundidad. Apoya pies independientes, regulables, desmontables y rebatibles hacia dentro y fuera para uso en ascensores estrechos.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• Ap. Series • Ultra QCR • Stylo 160 • Stylo 260 • Juego de pads • Comfort Plus • Savant • Wex • i2i	• TFB • Wex Maki High • Classic • Supershape • Lat. rebatible • -SPEX • Axial SPEX • Bi-angular SPEX	• Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline • Monoflex	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asis PAD • Evoflex	• Constructa Flex • Constructa Shape • FLEX • Super High Cont. • Solution SPP • Simplicity G • Meridian Wave • Proform NX • Zen	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa nacional • Capota

*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

anchos de asiento

25 30 35 40

PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
9,3 KG.