



Kit de Crecimiento
Ajustable en ancho y prof. 2"



Garantía
1 AÑO en partes



SILLA ENZO

Detalle técnico:

Silla de ruedas Postural con sistema Tilt balanceado de doble centro de rotación, (+50 y -5°). Accionamiento de tilt a pedal. Chasis ajustable en ancho y profundidad (2" de crecimiento). Respaldo rebatible reclinable en 7 posiciones en forma manual. Ruedas traseras de 40 cm con cubiertas anti pinchadura. Manija de empuje regulable de forma independiente mediante botón pulsador. Apoya brazos regulables en altura y desmontables. Apoya pies independientes, regulables y rebatibles sistema in/out. Crash Test según norma ANSI/RES-NA WC19.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



Respaldo EPIC

anchos de asiento

30 35 40 45

**PESO MÁX.
USUARIO**
84 KG.

**PESO MÁX.
CHASIS**
15 KG.

APOYACABEZAS

- Ap. Series
- Ultra QCR
- Stylo 160
- Stylo 260
- Juego de pads
- Comfort Plus
- Savant
- Wex
- i2i

RESPALDOS

- TFB
- Wex Maki High
- Classic
- Supershape
- Lat. rebatible
- SPEX
- Axial SPEX
- Bi-angular SPEX

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline
- Monoflex

ALMOHADONES

- Constructa Flex
- Constructa Shape
- FLEX
- Super High Cont.
- Solution SPP
- Simplicity G
- Meridian Wave
- Proform NX
- Zen

OTROS

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Taloneras
- Mesa nacional