



Crash Test
ANSI / RESNA ISO 7176



SILLA RODEO + SPEX

Detalle técnico:

Silla de traslado de plegado frontal. Chasis de aluminio con tilt ajustable de 10 a 45° y un ajuste de ángulo asiento-respaldo de 90 a 105°. Entre sus características principales se incluyen un manillar de altura ajustable, reposapiés de ángulo ajustable, apoyapiés elevables y bandeja porta objetos. Ruedas traseras macizas de 12,5" cm de diámetro, desmontables con eje de extracción rápida y freno monocomando. Ruedas de giro libre delanteras macizas de 7,5" x 2" de diámetro. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19 testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Posee transit kit.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APYOACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• Ap. Series • Ultra QCR • Stylo 160 • Stylo 260 • Juego de pads • Comfort Plus • Savant • Wex • i2i	• Classic • Supershape • Lat. rebatible • -SPEX • -Axial SPEX • -Bi-angular SPEX	• Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline • Monoflex	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asis PAD • Evoflex	• Constructa Flex • Constructa Shape • FLEX • Super High Cont. • Solution SPP • Simplicity G • Meridian Wave • Proform NX • Zen	• Arnés de piemas • Tobilleras • Taloneras



*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

PESO MÁX. USUARIO
77 KG.

PESO MÁX. CHASIS
18 KG.

anchos de asiento

25

30

35

40