



Garantía
2 AÑOS en chasis



SILLA SHARK

Detalle técnico:

Silla de paseo y postura pediátrica multiposicional. Chasis compacto de 58cm de ancho con ruedas sólidas antipinchaduras, asiento con respaldo reclinable (de 80° a 160°) y basculación (tilt) de 0° a 25°, permitiendo regulación postural y descanso funcional.

Cuenta con asiento reversible (mirando hacia adelante o hacia el cuidador), reposacabezas regulable, capota de protección solar, y barra de seguridad desmontable para un entorno seguro y confortable. La unidad incluye soportes laterales, cojines laterales intercambiables de 2,5 cm y 5 cm, y arnés de 5 puntos tipo pechera que proporciona sujeción completa del tronco y pelvis.

La plataforma de reposapiés es regulable en altura e inclinación e incorpora correas ajustables para los pies. También incluye abductor anatómico, bandeja desmontable para actividades recreativas y terapéuticas, cubrepiernas acolchado, protector de lluvia, bolsa portaobjetos inferior y bolsa de transporte adicional. Adaptable al crecimiento del usuario mediante insertos de espuma que reducen la profundidad del asiento en 2,5cm y 5cm según necesidad. Estructura plegable para facilitar transporte y almacenamiento. Ideal para uso clínico, domiciliario y escolar.

INCLUYE:



Mesa



Bolso



Cubrepiernas

Talles

S

Altura del paciente

0.90 a 1.22 mts.

XS

0.80 a 1.10 mts.

**PESO MÁX.
USUARIO
40 KG.**

**PESO MÁX.
CHASIS
20 KG.**