



Crash Test
ANSI / RESNA ISO 7176



PESO MÁX. USUARIO
60 KG.

PESO MÁX. CHASIS
20,5 KG.



SILLA TAPIR

Detalle técnico:

Silla de ruedas postural con sistema de asiento-respaldo extraíble y sistema Tilt de accionamiento manual con regulación balanceada de -9° a 45°. Plegado de chasis lateral y frontal super compacto. Chasis construido en aluminio. Ruedas traseras de 40 cm de diámetro con cubiertas anti pinchaduras. Ruedas delanteras de 18 x 4,5 cm de ancho anti pinchaduras. Manija de empuje único regulable en altura y ángulo para mayor comodidad. Apoyabrazos de escritorio regulables en altura y ángulo. Apoya pies independientes, regulables en altura y ángulo de rodilla. Modulo asiento- respaldo con inclinación manual hasta 135°. Profundidad de asiento regulable de 25 cm a 40 cm. Respaldo de aluminio modular. Estructura posterior preparada para crecer en 15 cm de altura e incorporar apoya cabeza y strap secundarios. Juego de pads laterales rebatibles para estabilización de tronco en la línea media, ajustables en altura, ancho e inclinación. Sistema de link con eje estriado auto bloqueante. Apoya Cabeza de un componente. Almohadilla en dos medidas (25 x 13 o 35 x 13cm), interior con dos bisagras ajustables para generar efecto envolvente. Mástil en aluminio con regulaciones múltiples con sistema de link con eje estriado. Mesa con escotadura desmontable, ajustable en profundidad.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar



**Accesorio
todoterreno**



**Extensión de asiento
(Prof. 32 a 45cm)**

PECHERAS

- Stayflex
- PivotFit
- H-Style
- Trimline
- Monoflex

CINTURONES

- 2 Puntos
- 2 Puntos SAP
- 4 Puntos
- 4 Puntos SAP
- Sub Asis PAD
- Evoflex

OTROS

- Arnés de piernas
- Tobilleras
- Taloneras

ancho de asiento regulable

28cm - 38cm



Respaldo regulable
Crecimiento de 15cm