



Garantía
1 AÑO



SILLA SWINGBO

Detalle técnico:

Silla de ruedas de autopropulsión, con chasis rígido ultraliviano de plegado frontal. Mecanismo de variación del tilt (-5 +45°) con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable independiente y rebatible. Asiento con regulación en sentido antero posterior de 8 cm, para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, de fácil aplicación. Ruedas posteriores 20", 22" o 24" con cubiertas full-poly (antipinchadura) y eje de extracción rápida. Ruedas anteriores con led luminoso de 125 x 24. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Apoya pies regulable en altura, inclinación y rebatibles. Estructura de chasis anterior abierta para optimizar la estabilidad. Sistema de ruedas antivuelcos rebatibles. Manija de empuje única regulable en inclinación. Para usuarios de 1 a 1,50 mts.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• i2i • Ap Series • Ultra QCR • Savant • Stylo 160 • Stylo 260 • Comfort Plus • Wex • Juego de Pads	• Axiom Kids • Respaldos TFB • Wex Maki High • Wex Maki Low • Classic • Lateral rebatible SPEX	• Monoflex • Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asis PAD • EvoFlex	• Constructa Flex • Constructa Shape • FLEX • Super High Contour • Solution SPP • Simplicity G • Meridian Wave • Proform NX	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa Nac. • Funda de silicona • Cubre rayos con diseño

anchos de asiento

SWINGBO VTI

32 34 36

SWINGBO VTI XL

36 40 44

PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.