



Crecimiento incorporado

Ajustable en ancho 2" (hasta 40cm.) y prof.



Garantía

De por vida en chasis*
1 AÑO en partes



*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
8 KG.

anchos de asiento

30 35 40

SILLA SPARK

Detalle técnico:

Silla de ruedas de autopropulsión postural de plegado lateral. Ajuste de centro de gravedad y tilt fijo regulable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Kit de crecimiento incorporado para ajuste de profundidad en 2 pulgadas y kit de ensanchado a entregar luego de un año de uso en 2". Estructura tubular del respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual. Ruedas traseras de 50 o 60 cm de diámetro con cubiertas Full-Poly y eje de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm de diámetro y 4 cm de ancho con cubierta Full-Poly. Apoya brazos tipo escritorio regulables en altura con protector de ropa. Apoya pies independientes, regulables, desmontables y rebatibles hacia dentro y fuera para uso en ascensores compactos. Juego de ruedas anti vuelcos rebatibles para uso en situaciones de riesgo, planos inclinados y excesos de carga en manija de empuje.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
- i2i Ap Series - Ultra QCR - Savant - Stylo 160 - Stylo 260 - Comport Plus - Wex - Juego de Pads	- Axiom Kids - Wex Maki High - Wex Maki Low - Classic - Supershape - SPEX -Axial SPEX -Bi-angular SPEX	- Monoflex - Stayflex - PivotFit - H-Style - Trimline	2 Puntos / SAP 4 Puntos / SAP - Sub Asis PAD - Evoflex	- Constructa Flex - Constructa Shape - FLEX - Super High Contour - Solution SPP - Simplicity G - Meridian Wave - Proform NX	- Arnés de piernas - Tobilleras - Taloneras - Mesa Nac. - Funda de silicona - Cubre rayos con diseño - Sist. SOLO - Capota