



Kit de Crecimiento

Ajustable en ancho 2" y prof.



PM 2404-7



Garantía

De por vida en chasis*
1 AÑOS en partes



SILLA CLIK

Detalle técnico:

Silla de ruedas de autopropulsión postural con chasis rígido. Ajuste de centro de gravedad y tilt fijo regulable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Soportes de horquillas en ruedas anteriores reversible para aumentar la estabilidad. Quinta rueda dinámica desmontable con amortiguación adaptable a diferencias de terrenos, el uso de la quinta rueda permite adelantar la rueda de propulsión a una posición mas acorde a la necesidad de los usuarios más pequeños y buscar el punto de equilibrio para que la silla sea lo mas liviana posible al momento de la propulsión. Estructura tubular del respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual, con posición RELAX. Sistema integrado de bloqueo en pendientes para ruedas posteriores, evita el retroceso de la rueda durante el pase de manos en la remada. Ruedas traseras de 20 o 22 de diámetro con cubiertas Full-Poly y eje de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm de diámetro y 4 cm de ancho con cubierta Full-Poly. Apoya brazos tipo escritorio, regulables en altura y desmontables. Apoya pies con plataforma única regulable en altura con sistema rebatible para facilitar el ingreso y egreso de la silla, mecanismo con cinta al alcance del usuario. Manija ergo ajustable en altura, desmontable y rotativa para empujar la silla desde atrás o bien ir caminando en paralelo con el niño.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
- i2i - Ap Series - Ultra QCR - Savant - Stylo 160 - Stylo 260 - Comport Plus - Wex - Juego de Pads	- Axiom Kids - Wex Maki High - Wex Maki Low - Classic - Supershape - Lat. rebatible: -SPEX -Axial SPEX -Bi-angular SPEX	- Monoflex - Stayflex - PivotFit - H-Style - Trimline	2 Puntos / SAP 4 Puntos / SAP - Sub Asis PAD - Evoflex	- Constructa Flex - Constructa Shape - FLEX - Super High - Contour - Solution SPP - Simplicity G - Zen - Meridian Wave - Proform NX	- Arnés de piernas - Tobilleras - Talonerias - Mesa Nac. - Funda de silicona - Cubre rayos con diseño - Sist. SOLO

*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

PESO MÁX.
USUARIO
75 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
5,6 KG.

anchos de asiento

25

30

35

40