



Kit de Crecimiento
Ajustable en ancho 2" y prof.



Garantía
De por vida en chasis*
1 AÑOS en partes



*Siempre y cuando cumpla con los requisitos expresados en la garantía original del producto

PESO MÁX.
USUARIO
90 KG.

PESO MÁX.
CHASIS
5,2 KG.

anchos de asiento

25 30 35 40 45

SILLA ROGUE XP

Detalle técnico:

Silla de ruedas de autopropulsión con chasis rígido. Ajuste de centro de gravedad y tiltijo regulable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA WC19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Juego de ruedas anti vuelcos rebatibles para uso en situaciones de riesgo, planos inclinados y excesos de carga en manija de empuje. Kit de crecimiento incorporado para ajuste de profundidad en 2 pulgadas. Estructura tubular del respaldo plegable hacia delante y reclinable en 7 posiciones en forma manual, con posición RELAX. Apoya brazos tipo escritorio, regulables en altura y desmontables. Ruedas traseras de 22 o 24 de diámetro con cubiertas Full Poly y eje de extracción rápida. Ruedas delanteras de 15 cm de diámetro y 4 cm de ancho, con cubierta Full-Poly. Apoya pies con plataforma única regulable en altura. Manijas de empuje para acompañante.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• i2i • Ap Series • Ultra QCR • Savant • Stylo 160 • Stylo 260 • Comfort Plus • Wex • Juego de Pads	• Axiom Kids • Wex Maki High • Wex Maki Low • Classic • Supershape • Lat. rebatible • -SPEX • -Axial SPEX • -Bi-angular SPEX	• Monoflex • Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline	• 2 Puntos / SAP • 4 Puntos / SAP • Sub Asis PAD • Evoflex	• Constructa Flex • Constructa Shape • FLEX • Super High Contour • Solution SPP • Simplicity G • Zen • Meridian Wave • Proform NX	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa Nac. • Funda de silicona • Cubre rayos con diseño • Sist. SOLO