

SISTEMA SOLO 24"



ORIGEN

Garantía
2 AÑOS en dispositivo
1 año en baterías



PARA MÁS
INFORMACIÓN
www.rehab.com.ar

Compatible con:

FLIP



SPARK



SISTEMA SOLO²



ORIGEN

Garantía
2 AÑOS en dispositivo
1 año en baterías



PARA MÁS
INFORMACIÓN
www.rehab.com.ar

Detalle técnico:

Sistema de asistencia motorización para sillas de ruedas manuales se comunica inalámbricamente vía Bluetooth, eliminando la necesidad de cableado entre el joystick y las ruedas, integra las baterías directamente dentro de las ruedas, concentrando en ellas toda la potencia y simplificando el montaje. Al tener menos componentes externos y sin cables visibles, el SOLO² ofrece un diseño más limpio, silencioso y fácil de mantener; incorpora un sistema directo, sin escobillas ni engranajes, que reduce el ruido y las vibraciones, brindando una experiencia de uso más suave.

CLIK



ROGUE XP

