



Kit de Crecimiento
Integrado



SILLA SPARKY

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción posterior. Ruedas neumáticas, delanteras de 20 cm de diámetro y traseras de 30 cm de diámetro. Sistema de suspensión posterior. Velocidad máxima 10 km/h. Frenos inteligentes. Tilt Electrónico controlado desde el Joystick. Apoya pies rebatibles, regulables en altura e inclinación. Reclinación Manual 90-115. Asiento ajustable en ancho y profundidad. Controlador Pg VR2. Apoya brazos regulable en altura, desmontable con protector lateral. Apoya cabeza anatómico regulable en altura y profundidad. Kit de luces incorporado con accionamiento desde el Joystick.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

Garantía

De por vida en chasis
y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• i2i • Ap Series • Ultra QCR • Savant • Stylo 160 • Stylo 260 • Comfort Plus • Wex • Juego de Pads	• Respaldos TFB • Wex Maki • High • Classic • Supershape • Lat. rebatible -SPEX • Axial SPEX • Bi-angular SPEX	• Monoflex • Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asis PAD • Evoflex	• Flex • Super High Contour • Solution SPP • Simplicity G • Zen • Meridian Wave • Proform NX	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa nac. • Funda de silicona

anchos de asiento

25 30 35

PESO MÁX.
USUARIO
57 KG.