



Kit de Crecimiento
Estructural 4" en ancho y prof.



Garantía

De por vida en chasis
y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

**PESO MÁX.
USUARIO**
136 KG.

anchos de asiento

30	35	40
45	50	55

SILLA R-TRAK

NOTA: Consulte
por diferentes tipos
de configuraciones

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción posterior. Ruedas delanteras 22 cm y traseras de 35 cm de diámetro. Sistema de suspensión Sport Track. Motorización de 4 polos. Velocidad máxima 13 km/h. Asiento ajustable en ancho. Frenos inteligentes. Apoya brazos regulables en altura y desmontables. Apoya pies independientes rebatibles y ajustables en 3 posiciones. Chasis con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Tamaño: usuarios 0,80 a 1,85 mts.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• i21 • Ap Series • Ultra QCR • Savant • Stylo 160 • Stylo 260 • Comfort Plus • Wex • Juego de Pads	• Respaldos TFB • Wex Maki • High • Classic • Supershape • Lat. rebatible -SPEX • Axial SPEX • Bi-angular SPEX	• Monoflex • Stayflex • PivotFit • H-Style • Trimline	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asis PAD • Evoflex	• Constructa Flex • Constructa Shape • Flex • Super High • Contour • Solution SPP • Simplicity G • Zen • Meridian Wave • Proform NX	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa nac.

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick



Tilt



**Reclinación
de respaldo**



**Elevación
de apoyapiés**



**Elevación
de asiento**