



Kit de Crecimiento
Estructural 4" en ancho y prof.



PM 2404-21



09/01/2016

Garantía

De por vida en chasis
y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

anchos de asiento

30	35	40
45	50	55

PESO MÁX. USUARIO
136 KG.

SILLA Q6 EDGE

NOTA: Consulte
por diferentes tipos
de configuraciones

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción central. Ruedas delanteras y traseras de 15 cm de diámetro. Ruedas central neumática de 35cm con sistema de suspensión ATX. Kit de Motorización de 4 polos. Velocidad máxima 9.5 km/hora. Frenos inteligentes. Perfiles de conducción programables a medida del usuario según zonas de uso. Joystick con visor LCD para control de funciones bluetooth. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Unidad de Asiento - Respaldo con mecanismo Tru Balance. Apoyapiés regulables en altura e inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
- i2i - Ap Series - Ultra QCR - Savant - Stylo 160 - Stylo 260 - Comfort Plus - Wex - Juego de Pads	- Respaldos TFB - Wex Maki - High - Classic - Supershape - Lat. rebatible -SPEX -Axial SPEX -Bi-angular SPEX	- Monoflex - Stayflex - PivotFit - H-Style - Trimline	2 Puntos 2 Puntos SAP 4 Puntos 4 Puntos SAP - Sub Asis PAD - Evoflex	- Constructa Flex - Constructa Shape - Flex - Super High - Contour - Solution SPP - Simplicity G - Zen - Meridian Wave - Proform NX	- Arnés de piernas - Tobillos - Taloneras - Mesa nac.

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick



Tilt



**Reclinación
de respaldo**



**Elevación
de apoyapiés**



**Elevación
de asiento**