



Kit de Crecimiento
Estructural 4" en ancho y prof.



SILLA **EDGE 3** **STRETTO**

NOTA: Consulte por diferentes tipos de configuraciones

Detalle técnico:

Silla de Ruedas motorizada de tracción central. Ruedas delanteras de 12 cm y traseras de 15 cm de diámetro. Rueda central neumática de 35 cm con sistema de suspensión SRS. Base estrecha de 56 cms de ancho. Kit de Motorización de 4 polos. Velocidad máxima 9.5 km/hora. Frenos inteligentes. Perfiles de conducción programables a medida del usuario según zonas de uso. Joystick Q-logic con visor LCD para control de funciones bluetooth. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Unidad de Asiento - Respaldo con mecanismo Tru Balance. Apoyapiés regulables en altura e inclinación.

Configurá y obtené el detalle para tu prescripción en www.rehab.com.ar

Garantía

De por vida en chasis y estructura de asiento
2 AÑOS en electrónica

Garantía

1 AÑO en partes y accesorios
18 meses en motor y actuadores
3 meses en baterías

PESO MÁX. USUARIO
136 KG.

anchos de asiento

30 35 40 45 50 55

APOYACABEZAS	RESPALDOS	PECHERAS	CINTURONES	ALMOHADONES	OTROS
• i2i • Ap Series • Ultra QCR • Savant • Stylo 160 • Stylo 260 • Comfort Plus • Wex • Juego de Pads	• Respaldos TFB • Vflex Maki • High • Classic • Supershape • Lat. rebatible -SPEX • -Axial SPEX • -Bi-angular SPEX	• Monoflex • Stayflex • 4 Puntos • PivotFit • H-Style • Trimline	• 2 Puntos • 2 Puntos SAP • 4 Puntos • 4 Puntos SAP • Sub Asís PAD • Evoflex	• Constructa Flex • Constructa Shape • Flex • Super High • Contour • Solution SPP • Simplicity G • Zen • Meridian Wave • Proform NX	• Arnés de piernas • Tobilleras • Taloneras • Mesa nac.

Funciones electrónicas **opcionales**, controladas desde Joystick



Tilt



Reclinación de respaldo



Elevación de apoyapiés



Elevación de asiento